

Oxivir Excel Wipe Acti

Rengørings- og desinfektionsservietter til ikke-invasiv medicinsk udstyr og ikke-porøse overflader

Beskrivelse

Oxivir Excel Wipe Acti, baseret på AHP-teknologi, er det ideelle produktvalg til rengøring og desinfektion i ét trin. En klar til brug-serviet til alle anvendelsesområder til rengøring og desinfektion af hårde overflader samt overflader på ikke-invasiv medicinsk udstyr (kun til professionel brug).

Egenskaber

- Klar til brug-serviet, ideelt produkt til alle anvendelsesområder, herunder sundhedssektoren, ikke-sundhedssektoren og fødevaresektoren
- Fuldstændig virucid
- Hurtig dræbende virkning på et bredt spektrum af vira, bakterier og gær
- Overlegen rengøring med højtydende overfladeaktivt system
- Parfumefri
- Afskylning ikke nødvendig
- Nedbrydes aktivt til vand og ilt
- BPR-godkendt biocid
- Certificeret medicinsk udstyr



BPR
APPROVED

 **Diversey Europe**
Operations B.V.
De Corridor 4,
3621 ZB Breukelen,
The Netherlands.
www.solenis.com



Oxivir Excel Wipe Acti

Fordele

- Oxivir Excel Wipe Acti har bredspektret virkning mod bakterier, gær og vira ved kort kontaktstid og giver den højeste grad af desinfektion mod flere problematiske patogener
- BPR-godkendt og omfattende testet i henhold til europæiske normer
- Oxivir Excel Wipe Acti har en fuldstændig virucid virkning, herunder dokumenteret effektivitet mod ikke-kapslede vira såsom polio, adeno, murint norovirus og kapslede vira såsom coronavirus, vacciniavirus, HIV, HBV, HCV og influenza.
- Oxivir Excel Wipe Acti har en overlegen rengøringsevne takket være de kraftige overfladeaktive stoffer, der gør det ikke kun til et fremragende desinfektionsmiddel, men også til et fremragende rengøringsmiddel.
- AHP-formuleringen er skånsom mod overflader, forlænger udstyrets levetid og efterlader ingen kraftige rester på overfladen
- Oxivir Excel Wipe Acti er velegnet til daglig rengøring og desinfektion af hårde overflader samt til brug i områder med megen berøring i detailhandlen, uddannelses-, fødevare-sektoren, plejehjem og andre sektorer samt i højrisikoområder på hospitaler såsom operationsstuer, intensivafdelinger, neonatalafdelinger og patientstuer
- Intet krav om PPE, medmindre det skal bruges i længere tid

Brugsanvisning

Klar til brug, ingen fortynding nødvendig, brug ved stuetemperatur:

- Fjern groft snavs.
- Åbn låget, tag en enkelt serviet og luk låget.
- Påfør produktet ved at fugte den ikke-porøse overflade og/eller det ikke-invasive medicinske udstyr fuldstændigt.
- Lad det virke i 5 minutter.
- Lad det lufttørre. Overfladen behøver ikke skylles.
- Vask hænder efter håndtering.

Påføringsmængde: 1,5 m² pr. aftørring.

Tekniske data

Udseende:	Hvid serviet
Duft:	Neutral
pH-værdi (ufortyndet):	<2
Holdbarhed:	2 år efter produktion (Udløbsdato: se emballage) 28 dage efter åbning
Aktiv stof:	0,36% hydrogenperoxid

Ovenstående data er typiske for normal produktion og bør ikke opfattes som en specifikation.

Information om sikker håndtering og opbevaring

*** please contact Henk-Jan to provide your translation for this new standard sentence on CE-marked PIS's ***

Advarsel

Opbevares inden for følgende temperaturområde: 6 °C - 35 °C. Må ikke anvendes, hvis emballagen er beskadiget. Holdes væk fra sollys. Håndteres i overensstemmelse med god industriel hygiejne og sikkerhedspraksis. Holdes væk fra mad, drikkevarer og dyrefoder. Produktet er ikke beregnet til genbrug. Advarsel: Kan være ætsende for metaller.

Oxivir Excel Wipe Acti

Personlige værnemidler

Fuldstændig vejledning om PPE til dette produkt findes i et separat sikkerhedsdatablad; sds.diversey.com.

PPE: Brug personlige værnemidler efter behov.

Håndbeskyttelse: Skyl og tør hænderne efter brug. Ved længerevarende kontakt kan det være nødvendigt at beskytte huden.

Forhold vedrørende bortskaffelse

Fuldstændig vejledning om bortskaffelse af dette produkt findes i et separat sikkerhedsdatablad; sds.diversey.com.

Produktkompatibilitet

Oxivir Excel Wipes Acti er beregnet til brug som desinfektionsmiddel til hårde overflader, herunder hårde overflader på ikke-invasiv medicinsk udstyr. Under anbefalede brugsbetingelser er Oxivir Excel Wipes Acti egnet til brug på overflader såsom rustfrit stål, krom, vinyl, nylonstoffer, laminerede overflader, glas, gummi, hårde og fleksible plastmaterialer (polypropylen, polyurethan, polyethylen, PVC-akryl, glasfiber og polycarbonat). Anvendelse til andre formål end de angivne anbefales ikke. Oxivir Excel Wipes Acti er ikke beregnet til brug på invasiv medicinsk udstyr. **Må ikke blandes med andre produkter. Ikke beregnet til porøse eller syrefølsomme overflader.**

Mikrobiologiske data

Anvendelsesområde: PT2 Healthcare under snavsede forhold, PT2 Non Healthcare under snavsede forhold & PT4 Fødevarerkontaktflader under snavsede forhold

Anvendelse	Krav	EN Norm	Organismer	Opløsning	Kontaktid
Aftørring	Bakteriedræbende	EN 13727 EN 1276 EN 16615	E. hirae, P. aeruginosa, S. aureus, E. coli.	RTU	5 min
	Yeasticidal	EN 13624 EN 1650 EN 16615	C. albicans		
	Virucidal	EN 14476	Adenovirus, Murine norovirus, Poliovirus		

Miljøinformation

De overfladeaktive stoffer, der anvendes i dette produkt, er biologisk nedbrydelige i overensstemmelse med kravene i EU's vaskemiddelforordning, EF 648/2004.

Godkendelser

- Biocid: BPR EU-0032483-0003 1-3
- Notificeret organ for medicinsk udstyr: CE0044

Emballagestørrelser

Varenummer	Varenavn	Platform
9316225	OXIVIR EXCEL WIPES ACTI 12X100PC W4940	Wipes

www.diversey.com

© 2025 Diversey, Inc. All Rights Reserved. Rev.11/12/2025 da-DK (K02979)