


COVID-19

Skyddsutrustning
godkänd av Arbetsmiljöverket

SVENSKTILLVERKAT SKYDDSVISIR



Testerna är utförda av RISE Research Institutes of Sweden AB

Avsett att användas som ett heltäckande ansiktsskydd mot droppsmitta, stänk m.m.

Detta skyddsvisir mot droppsmitta är framtaget som ett flergångsvisir och tester och utvärderingar av ett flertal sjukhus och Institutioner visar att den är mycket enkel att rengöra/ spritas.

- Enkelt att sprita av och återanvända igen
- Stabilt välvtt helvisir, Inget textil mtrl
- Kardborrband för justering för bästa passform

Framförallt framtaget för personal som arbetar inom och med

- Patientnära sjukvård
- Hemtjänsten

FV-01 är det första ansiktsvisir som uppfyller de krav som arbetsmiljöverket krävt i det så kallade snabbspåret för Medicinsk skyddsutrustning, personligt ögon/ansiktsskydd.

FV-01 är testad och utvärderad* med RISE-metoden MET5659. MET5659 är baserad på utvalda krav i EN 166: 2001 för Medicinsk skyddsutrustning, personligt ögon/ansiktsskydd.

** Testerna är utförda av RISE Research Institutes of Sweden AB*

Godkänt Skyddsvisir FV-01, 100st visir/kartong